

ALOE VERA

NEW MED GLOVES

GUANTO MONOUSO IN LATTICE CON ALOE VERA

DPI

COD. NM-62LG

- DPI DI I CATEGORIA
- IDONEITÀ CONTATTO CON ALIMENTI

Guanto Monouso in puro **lattice di gomma naturale**, non sterile, con **Aloe Vera**. Superficie testurizzata. Privo di ftalati. Senza polvere lubrificante.

Munito di manichetta di lunghezza tale da consentire l'aderenza al polso e con caratteristiche di antiarrotolamento. **Senza polvere**, con rivestimento interno clorinato in modo da garantire facilità di indossamento e buona aderenza.

Privo di saldature, fori o sbavature con spessore tale da garantire sensibilità tattile e destrezza ottimale. Guanto dotato di ottima elasticità e con elevato grado di resistenza alla tensione.

L'ALOE VERA viene processata all'interno del guanto in maniera uniforme in un ciclo a freddo privo di olii. Viene poi seccata per preservare tutte le caratteristiche, senza alterare le proprietà benefiche della pianta. Il calore e l'umidità della mano riattivano le **proprietà benefiche dell'ALOE VERA**.

SENZA TALCO

AMBIDESTRO

USO SINGOLO

100 PEZZI



Peso (gr)	Lunghezza (mm)	Taglie	Spessore (mm)		
			Palmo	Dita	Polso
5,8+-0,2	240	S	0,08	0,11	0,08
6,2+-0,2	240	M	0,08	0,11	0,08
6,6+-0,2	240	L	0,08	0,11	0,08
7,0+-0,2	240	XL	0,08	0,11	0,08

TAGLIE S-M-L-XL / COLORE VERDE / BOX 100 PZ. / CARTONE 10 BOX

